

E5976 科学教育小学用显微镜技术参数表

技术规格	E5976-01 (单目)	E5976-02 (标准,双目)	E5976-03 (标准,三目)	E5976-04 (平场,双目)	E5976-05 (平场,三目)
大视野平场目镜PL10X/18mm	●	●	●	●	●
大视野平场目镜PL10X/18mm,带指针	—	—	—	—	—
大视野平场目镜PL10X/18mm,带测微尺	—	—	—	—	—
消色差物镜4X/0.10(黑)	●	●	●	—	—
消色差物镜 10X/0.25(黑)	●	●	●	—	—
消色差物镜 40XS/0.65(黑)	●	●	●	—	—
消色差物镜 100XS/1.25(油) (黑)	●	●	●	—	—
平场消色差物镜 4X/0.10	—	—	—	●	●
平场消色差物镜10X/0.25	—	—	—	●	●
平场消色差物镜20X/0.40	—	—	—	—	—
平场消色差物镜 40XS/0.65	—	—	—	●	●
平场消色差物镜 100XS/1.25(油)	—	—	—	●	●
30°倾斜,单目观察筒	●	—	—	—	—
30°倾斜,铰链式双目观察筒,瞳距调节:50-75mm,单边视度调节:±5屈光度	—	●	—	●	—
30°倾斜,铰链式三目观察筒,瞳距调节:50-75mm,单边视度调节:±5屈光度,固定式分光比R:T=80:20	—	—	●	—	●
30°倾斜,一体化铰链式数码观察头,瞳距调节:50-75mm,单边视度调节:±5屈光度,300万像素CMOS,USB输出	—	—	—	—	—
低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程25mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置;3W LED照明,预定中心,亮度连续可调,外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60Hz,输出DC7.5V2A	●	●	●	●	●
低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程25mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置;3W LED照明,预定中心,亮度连续可调,内置100V-240V-AC50/60Hz开关电源	—	—	—	—	—
低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程25mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置;3W LED照明,预定中心,亮度连续可调.内置4节充电电池,外置式宽电压充电器,输入100V-240V-AC50/60Hz,输出DC6V1A	—	—	—	—	—
内定位四孔转换器	●	●	●	●	●
140mmX132mm双层复合机械移动平台,移动范围:76mmX50mm;精度0.1mm	●	●	●	●	●
阿贝式聚光镜,数值孔径N.A 1.25,带可变孔径光阑	●	●	●	●	●
泡沫和纸箱	●	●	●	●	●